

PRELEVEMENT OCULAIRE

Voir protocole du CLIN (réf : PRC-001002) à consulter sur le logiciel institutionnel NORMEA ou sur le site intranet (<http://polqua/CLIN/> puis protocoles de soins)

	CULTURE/BIOLOGIE MOLECULAIRE BACTERIO: Dans tous les cas , les prélèvements doivent permettre l'examen direct et l'ensemencement Prélever 1 écouvillon avec milieu de transport
	RECHERCHE SPECIFIQUE DE VIRUS PAR BIOLOGIE MOLECULAIRE: Prélever 1 écouvillon avec milieu de transport Virocult®
les prélèvements seront effectués avant toute toilette faciale, port de gants sans talc obligatoire,	
conjonctive :	recueil du pus au niveau de l'angle interne de l'œil, avec un écouvillon <u>recherche de <i>Chlamydia</i></u> par biologie moléculaire après grattage à l'écouvillon après 4 allers-retours
Microsporidies :	par biologie moléculaire après grattage à l'écouvillon Filaire : la filaire adulte sera placée dans un pot stérile contenant du NaCl isotonique et un sang EDTA sera prélevé pour évaluer la microfilarémie avant traitement Myiase : les larves sont placées dans un pot stérile
Blépharite;	on prélèvera alors les croûtes palpébrales et un ou deux cils à la pince à épiler stérile placée dans un pot stérile. Recherche spécifique à préciser : Demodex folliculorum, Pthirus pubis
Orgelet	ouverture avec un vaccinostyle stérile pour prélever le pus (à la seringue ou à l'écouvillon).
Dacryocystite	un recueil du pus au niveau des points lacrymaux palpébraux après pression sur les sacs lacrymaux;
Ulcère de cornée	grattage cornée au moyen d'un écouvillon ou d'un vaccinostyle ou d'une lame stérile
Kératites	pour la recherche virologique , utiliser des écouvillons Virocult®. Pour la recherche d'amibes oculaires il est impératif de travailler sur grattage cornéen placé dans 1 pot stérile (Pas d'écouvillonnage).
Humeur aqueuse et vitrée	-pot stérile -doivent être accompagnées d'un prélèvement sanguin sur tube sec.
Autres	-boitier de lentilles -fil de suture -corps étranger cornéen

